



GS 256 Førersete med elektriske funksjoner



*For små og store
voksne*

Produsent:
GS seat as
www.gsseat.com

NR.3

GS-Seat 256 – Bilsetet som tilpasser seg dine mål og behov

GS seat 256 er utviklet spesielt til funksjonshemmede små og store voksne, der sikkerhet, komfort og totaløkonomi står i fokus.
Setet kan justeres i størrelse og kurvatur.
Setet er et føresetet til handikappede

GS seat 256 Art. Nr 1400

Spesifikasjoner/Reguleringsmuligheter

Følgende er std. på alle setene

Nakkepute: Høydereg. 2,5 cm utvipp. Kurvatur bøyes til.

Kyfose regulering 45 grader

Rygghøyde 53 - 71 cm

Sittedybde 37 - 55 cm

Setebredde 52 cm

Bredde mellom sidevanger rygg 25 – 37 cm

Høydergulering sidevanger rygg 3,5 cm

Glideskinner 17 cm

Ryggvinkel 180 grader **el.**

Tilt: 25 grader **el.**

Korsryggstøtte **el.** Luftpute.

Bryterpanel: fastmontert håndkontroll, tilrettelagt for H/V montering, eller med spiral ledning for fleksibel bruk.

Bekledning består av mørk grått stoff

Spesialtilpasning.

Setet er utviklet for å imøtekomme de fleste behov og løse det meste av problemstillinger.

Skulle det allikevel være behov for tilpasning så kan vi tilby dette direkte fra fabrikk. Vi kjenner mulighetene og begrensningene i produktet.

Generell fremgangsmåte for tilpasse sete til bruker

Først justere til rett størrelse: sittedybde, rygghøyde, bredde mellom sidevanger.

Deretter kurvatur: ryggvinkel, kyfose (rygg øvre del) tilt sittepute.

Evt, justere høyde sidestøtter rygg og avgjøre behovet for hvor mye støtte og fiksering som behøves.

Tilbehør

Leveres også med setevarme.

Art. Nr. 1402

Hud bekleddning sort

Art. Nr. 1403



Vinkelbraketter til sidevanger rygg (par)

Anbefales til tynne eller små brukere

(Kan kun benyttes på std 12 cm dybde)

Art.nr: 1404



Sidevanger rygg 8 cm dybde (par)

Art nr: 1406



Nakkepute med store støtter

Art.nr: 1411



Brystsele, borrelås m. Polstring

Art nr 1413



Art nr. 1409 Kne/ Lårstøtter, avtagbare (par)



Sikkerhetssele avlaster
Til 3 punkt sele, H/V montering
1419



Armlener H. Side
Art. Nr. 1420
Armlener V. Side
Art. Nr. 1421



Armleneveske
Art.nr: 1422



Inkontinestrekk rygg (nedre del)
Art. Nr. 1430



Inkontinestrekk Sittepute
Art. Nr. 1428



Trykkavlastende Gel Pute 45x40x2,5 cm
Art Nr 1411

Trykkavlastende Gelpute 2,5 cm tykk
(Hele seteflaten fastsydd pute)

1441



| Monteringsalternativer | Art. nr | HMS. Nr | Kryss av |
|------------------------|---------|---------|----------|
|------------------------|---------|---------|----------|

6 veis

| | | | |
|--------------------------------|------|--|--|
| Monteringsett 6 veis Autoadapt | 1438 | | |
|--------------------------------|------|--|--|

6 veis

| | | | |
|--------------------------------|------|--|--|
| Monteringsett 6 veis Handicare | 1439 | | |
|--------------------------------|------|--|--|



Montering på skinner eller i gulv

Fleksikonsoll høyde og sideregulerbare. ben

Art.nr: 1440



Kyfose (rygg øvre del) 45 grader justering.
Rygg høyde justering. 53 til 71 cm



Sittedybde. Fra 37 til 55 cm



Tilt sittepute. 25 grader
Regulering. Bredde, sidevanger rygg og kne/lårstøtter

GS seat as
Musmyrveien 31
3520 Jevnaker
Vår ref: Guttorm Sæther

Tlf: +47 922 45 181
guttorm@gsseat.no

Org.nr. NO 993 644 617 MVA